



Be Right™



Intellical 표준 Gel 충전 ORP 전극, 1m 케이블

제품 번호: MTC10101
 KRW 가격: Hach에 문의
 사용 가능

디지털 계측기용 표준 ORP Gel 전극, 1m 케이블 포함 Intellical 표준 전극은 미리 교정되어 제공되며 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 뛰어난 추적 성능을 제공해 시간과 날짜 스탬프, 작업자 ID와 샘플 ID, 교정 내역, 항목, 판독값을 쉽게 확인할 수 있습니다. 반영구적인 잠금 커넥터가 색상으로 구분되어 항목을 빠르게 식별할 수 있습니다. 온도와 압력이 보정 1미터 또는 3미터 케이블 길이를 선택할 수 있습니다.

플러그 앤 플레이 작동 방식: 교정을 다시 하지 않고도 계측기 간에 프로브를 손쉽게 이동할 수 있음

Intellical digital probes lock on the result when the measurement is stable, removing the guesswork in having a moving number. Additionally, the probe's large open reference junction provides maximum surface area between sample and reference electrolyte for fast measurement stability.

교정이 필요한 경우 프로브가 경고를 표시

Stored time and date stamp for each measurement, operator and sample ID, calibration history, parameter, and probe serial number

케이블 길이 선택: 1미터 또는 3미터

No guesswork needed to provide most reliable and accurate results with each measurement.

Can be moved between meters without the need to re-calibrate or re-enter measurement settings

Ideal for a multi-user environment with multiple HQD series Laboratory and Portable meters

사양

길이:	175 mm
무게:	0.1 kg
범위:	±1200 mV
분해:	±0.1mV
서미스터:	#
센서 유형:	백금 디스크
센서 재질:	Epoxy
온도 범위:	0 에서 80 °C
온도 분해:	0.1 °C
온도 정확도:	±0.3 °C
재료:	센서 몸체: 에폭시
전극 유형:	Non-Refillable Gel Reference Element
접속점:	개방형 접속점
접합부:	개방
정확도:	±0.02mV 또는 0.05% 중 큰 값

주요 특징:	세척하기가 쉬운 플랫 디스크 센서. 많은 유지관리가 필요 없음
참조 유형:	Ag/AgCl
충진 용액:	재충전할 수 없는 gel
치수(D x L):	12 mm x 175 mm
케이블 길이:	1m
프로브 유형:	표준
항목:	ORP

상자에 무엇이 있습니까?

Intellical MTC101 Laboratory ORP/RedOx electrode with storage soaker bottle, 1 m cable, Test certificate, and Basic User Manual.